


Lea todos los prospectos del kit FIT. Siga las instrucciones específicas de su kit FIT.

PASO 1. Complete la información en el frasco de muestreo.



Escriba su nombre, fecha de nacimiento, fecha y hora actuales en el frasco de muestreo.

PASO 3. Deposite una muestra de heces sobre el papel de obtención de muestras.



PASO 5. Utilice la sonda para raspar la superficie de las heces antes de que estas entren en contacto con el agua.




Cubra completamente con heces la parte ranurada de la sonda de muestreo.

PASO 7. Envuelva el frasco de muestreo en la almohadilla absorbente pequeña. Introduzca el frasco en la bolsa para residuos biológicos peligrosos.



PASO 2. Coloque el papel de obtención de muestras sobre el agua del inodoro.



PASO 4. Abra el frasco de muestreo.



PASO 6. Vuelva a colocar la sonda con la muestra de heces en el frasco de muestreo y ciérrelo. No lo vuelva a abrir.



A continuación, puede tirar por el inodoro el papel de obtención de muestras biodegradable y las heces restantes.

PASO 8. Cierre la bolsa para residuos biológicos peligrosos. Introduzca la bolsa en el sobre de envío.



IMPORTANTE Envíe por correo o entregue en persona el kit completado a su clínica en un plazo no mayor de 48 horas después de la obtención de la muestra. La muestra de heces es perecedera.

¿NECESITA AYUDA? Póngase en contacto con su médico de atención primaria.